

CERAGEM 

Smart Innovation

Automatic Thermal Jade Shiatsu [Chiropractor]

管理医療機器認証番号: 226ADBZX00037000

226ADBZX00037A01

CERAGEM

Master V3



CERAGEM 



世界74ヶ国余りの国々で愛用されています。

CERAGEM
Master V3 [Model No : CGM EB-1101]

“ It's Smart Innovation!”

革新的な自動加温加圧システム導子に
天然ヒスイ(玉)を使用!!

セラゼム・マスターV3が初めて実現しました。

五つの革新機能、セラゼム・
マスターV3が注目される理由です！

- 脊椎スキャンニング &
進歩した加温加圧ヒスイ球軸移動システム
- 強さ調節
- 進歩した12通りのリラクゼーションプログラム
- セラゼム・サウンドセラピー
- スマートデザイン

あなたの体にぴったり合うスキャニングシステム、 CERAGEM Master V3が初めて実現します！

人それぞれ身長が違うように、脊椎の長さも違います。
使用者の脊椎をスキャニングし、今まで体験したことのない
あなたの体にぴったり合うリラクゼーションを実感できます。

・脊椎の長さ及び屈曲度測定



・つぼ位置確認



・体重分析




IT'S SMART

SPINE SCANNING & APMS ADVANCED PROJECTOR MOVING SYSTEM

脊椎スキャニング機能と APMS (進歩した加温加圧ヒスイ球軸移動システム) で、あなたにぴったり合うリラクゼーションを提供します。



脊椎スキャニング 内部加温加圧ヒスイ球軸が頭から骨盤まで動き、使用者の脊椎の長さ及び屈曲度を測定し、使用者に合うリラクゼーションを提供します。また、頸椎から尾椎まで個人別に違う脊椎加温加圧ポイントと脊椎の骨と骨の間にあるつぼを刺激します。



APMS (Advanced Projector Moving System)

脊椎スキャニングで個人別に異なる脊椎の特性を分析し、内部加温加圧ヒスイ球軸が使用者の脊椎に合わせて自動で上下の高さを調節する。革新的な機能で、効果的なリラクゼーションを受けられます。



[MOVING THE INTERNAL PROJECTOR]



あなたが求めるリラクゼーションのスタイル、
CERAGEM Master V3は自分の好みのプログラムを選択することが可能になりました！

疲労とストレスも家族それぞれが異なるため、様々なリラクゼーションプログラムが必要です。
個人別にそして疲れの場所と度合によってプログラムを選択できるセラゼム・マスターV3は
ご家族みんなが満足できるリラクゼーションを提供します。



IT'S SMART


6 LEVELS OF INTENSITY & 12 RELAXATION PROGRAMS

6段階の強さ調節機能と12種類のリラクゼーションプログラムを活用して
家族それぞれ違う体の状態に合わせてリラクゼーションを楽しめます。



6段階の強さ調節

個人別脊椎曲線に合わせるAPMS機能、
さらに、6段階の強さ調節機能があり、使用者好みの刺激の強さが選択できます。



進歩した12通りのリラクゼーションプログラム

Advanced Relaxation Programs by CAMI (セラゼム代替医学研究所)

東洋医学やカイロプラクティック理論に基づいて開発された12種類のプログラムは、
様々な健康状態に合わせてコースを選択することが可能です。進歩したリラクゼーションプログラムでより効果的な健康管理を始めてください。

※ CAMI (CERAGEM ALTERNATIVE MEDICINE INSTITUTE) は東洋・西洋代替医学を専門的に研究するために設立した、セラゼムだけの代替医学研修所です。

[12種類のリラクゼーションモード案内] : 各コースはそれぞれ違うツボを中心に刺激します。



自動モード



モード 2



モード 4



モード 6



モード 8



半自動モード：区間反復



モード 1



モード 3



モード 5



モード 7



モード 9



手動モード：一点集中

| 便利なりモコン |

大画面、視覚的アイコン、文字での表現の最少化及び裏面のキー説明で老若男女
誰でも簡単にご使用できます。

ご家族のための健康空間を おしゃれにデザインします！

セラゼムの厳選されたサウンドセラピーで心の癒し、

次元が違うスマートデザインの満足まで！

ご家族のための新たな休憩空間をセラゼム・マスターV3が完成させます。



IT'S SMART CERAGEM SOUND THERAPY & SMART DESIGN

V3のリラクゼーションと一緒に聞く音楽で、情緒的な休憩の満足からスマートデザインで空間の美しさまで考慮しました。



セラゼム・サウンドセラピー

クラシック、自然の音など様々なセラゼム・サウンドを厳選し、リラクゼーションを受ける間、使用者好みのサウンドで瞑想と休憩の贅沢なひと時を得られます。




【セラゼム・サウンドとは】

セラゼムが創案した精神的休憩療法 (Healing Therapy) で、自然の音、瞑想音楽、クラシックなど10種類の様々なサウンドにより、ストレスを解消して心の癒す音楽療法です。また、セラゼム・サウンド以外に、使用者が好きな音楽 (セラゼム・サウンドを含めて最大100曲) を追加して、楽な姿勢で音楽を鑑賞することができます。



【ハードウェア構成】

2 Way Speaker, イアホン差し込み口, MP3コントロールリモコン (兼用) SDカード (2GB) が装備されています。



V3製品には特殊発熱体を使用している内部加温加圧ヒスイ球軸から遠赤外線を放出します。

スマートデザイン

スライディングデザインで空間活用性が優れ、リビングや寝室、書斎などでどんなインテリアとも合うデザインです。モダンで洗練された空間を演出します。



【スライディングデザイン】

脚の部分をスライディングデザインにしているため、伸ばすとベッドに、たたむと温熱ソファに早変わり。効率的に空間を活用できます。

【加温ヒスイ球パッド(3球) / (9球)] (外部導子)

身体の標準つばに合わせた付属の2種類の加温ヒスイ球パッドは、取っ手もついて便利。



CERAGEM Master V3 Design Innovation

British Airway, TOYOTA, P&G, サムソンなどのデザイン革新を主導している世界的デザインコンサルティング企業タンジュリン (Tangerine) 社でセラゼム・マスターV3のデザインを担当しました。

Ⅰ V3が使用している国際特許

PCT/KR2012/004609

PCT 国際特許:スライディング方式



PCT/KR2012/008783

PCT 国際特許:身体体形判断(スキャニング)方法



PCT/KR2012/008784

PCT 国際特許:リラクゼーションプログラム設定方法



V3外形デザインの意匠登録出現済み

Ⅰ セラゼム・マスターV3の原理



CERAGEM Pressure™

CERAGEM Pressure™は、遠赤外線放射熱を発生させる加温加圧ヒスイ球軸が脊椎部位の一定ポイントに集中的に熱を加える効果と、加温加圧ヒスイ球軸の圧迫力で刺激を与えるセラゼムの特有のテクニックです。



CERAGEM Chiropractor™

脊椎部位を上下左右に動く加温加圧ヒスイ球軸は、硬くなっている筋肉を和らげ、身体の緊張をほぐします。加温加圧ヒスイ球軸の刺激は次元が違う感じ方と満足感を与えます。また、脊椎曲線に沿って動くように人体工学的に設計されている加温加圧ヒスイ球軸は、脊椎部位に適切な刺激を与え、より楽で効果的なリラクゼーションを提供します。




CERAGEM Warmth™

遠赤外線放射熱が全般的な健康に良いと言う事実は既に多くの研究で発表されています。マスターV3は特殊発熱体と天然ヒスイ石を使った加温加圧ヒスイ球軸で身体全体を温めます。

最高の幸せは家族の健康、 世界的ヘルスケアパートナー セラゼムと始めましょう!

家族の健康のためのスマートな選択!
脊椎科学が集約されたセラゼム・マスターV3で
家族みんなが満足できる健康管理を始めましょう。





CERAGEM, a global healthcare enterprise that can be found all over the world; everybody can visit and will love.

CERAGEM wishes for all people to live a healthy life and makes efforts to lead a new healthy culture. Experience the amazing effect of CERAGEM thermal chiropractor, which is loved in 74 countries worldwide.

| CERAGEM GLOBAL NETWORK

- **ASIA & PACIFIC**: Korea, Japan, China, India, Nepal, Indonesia, Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Philippines, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapore, Brunei, Cambodia, Myanmar, Mongolia, Australia, New Zealand
- **AMERICAS**: Colombia, Peru, Ecuador, Chile, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Brazil, USA, Canada, Mexico, Venezuela, Guatemala, Dominica, Panama, El Salvador, Honduras
- **EUROPE & CIS**: France, United Kingdom, Poland, Lithuania, Romania, Italy, Serbia, Macedonia, Kosovo, Turkey, Spain, Germany, Austria, Hungary, Czech, Slovakia, Greece, Russia, Ukraine, Moldova, Kazakhstan
- **MIDDLE EAST & AFRICA**: Morocco, South Africa, Zimbabwe, Botswana, Kenya, Tanzania, Uganda, Ghana, Nigeria, Togo, Egypt, Mauritius, Madagascar, U.A.E, Israel

玉(翡翠・ヒスイ)とは

人類が使用した最初の宝石 玉 (Jade)

東洋では玉(翡翠)を昔から大切に装飾石、玉器、医療用として使用しました。

セラゼムでは'内部加温加圧ヒスイ球軸'外部加温ヒスイ球パッド'部分は原材料が高価で、体に良い遠赤外線を放射する天然の玉を使用しています。

この玉でできた加温加圧球の中をくり抜き、半永久的なヒーターを入れ、ヒスイ球に熱を加えるという他にない画期的かつ贅沢な方法で最高のリラクゼーション効果を実現しました。



以下のような症状の方は使用を控えてください。または、医師にご相談してください。

- 痛みや温度感覚喪失が認められる人
- 妊娠初期の不安期または、出産直後の人
- 皮膚に創傷のある人
- 体温38℃以上の人
- 重度の骨粗しょう(鬆)症の人
- 背骨(脊椎)に異常のある人または、背骨が左右に異常に曲がっている人

■ 製品仕様

製品名	Master V3
モデル名	CGM EB-1101
一般的名称	家庭用温熱式指圧代用器
寸法	(広げた時) 700mm x 2016mm x 450mm(±5mm) (畳んだ時) 700mm x 1258mm x 450mm(±5mm)
重量	53kg(±2) / 付属品含まない



© 2013 CERAGEM All rights reserved. Designed and Developed in Korea by CERAGEM Co.,Ltd.
CERAGEM and the CERAGEM logo are either registered trademarks of CERAGEM Co.,Ltd. in the Korea and other countries
※ 使用前に必ず取扱説明書を読んで、正しくご使用ください。